



 german
engineering

MP 70 Paraffinbad




for hands
and feet

Für geschmeidige und zarte Hände,
Füße und Ellenbogen



incl.
wax and liners

Inkl. Paraffinwachs und 30 Folien



temperature
adjustable

Stufenlose Temperaturregelung



Für geschmeidige und zarte Hände, Füße und Ellenbogen

Unterstützt die Aufnahme von Pflegestoffen und Feuchtigkeit

Pflegt rauhe, trockene oder strapazierte Haut

Fördert die Durchblutung

Stufenlose Temperaturregelung

Betriebsanzeige

Heizanzeige

Inklusive 2 x 450 g Paraffinwachs (Orange)

Inklusive 30 Folien

Netzbetrieb: 220-240 V~, 50/60 Hz, 80 W

Produktmaße (LxBxH): 33 x 23 x 18,5 cm

Produktgewicht: 1094 g (ohne Paraffinwachs und Plastikfolien)

3 Jahre Garantie

VE: 2 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 58932 5

Art.-Nr.: 589.32