




EM 50 Menstrual Relax TENS & Wärme Pad

 german
engineering




Mit transkutaner elektrischer Nervenstimulation (TENS)
zur Linderung von Menstruationsschmerzen



15 TENS-Intensitätsstufen



Wärmefunktion



Linderung von Menstruationsschmerzen mit TENS und Wärme

Linderung von Schmerzen aus Endometriose
(schmerzhafte, chronische Erkrankung von Frauen)

Für unterwegs und zuhause

2 in 1: Wärme und TENS-Funktion

Medikamentfreie Schmerzlinderung

Soft und flexibel

Behaglich und diskret

Anschmiegsam an die Körperform

1 Wärmeprogramm (43 °C), 15 TENS-Intensitätsstufen

Wärme und TENS separat schaltbar

LED-Anzeige der eingestellten Funktion

Pro Akkuladung bis zu 6 Anwendungen (6 x 20 min)

Anwendungsdauer: 20 min

Abschaltautomatik und Sicherheitsabschaltung

Inkl. 2 selbsthaftenden Gel-Pads

Wiederverwendbar

Anzeige bei zu niedrigem Akkustand

Wiederaufladbar (inkl. USB-Kabel)

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): ca. 95 x 193 x 15 mm

Produktgewicht: ca. 47 g

5 Jahre Garantie

VE: 6 / Transportkarton: 12 x 6

EAN-Nr.: 4211125648541

Art.-Nr.: 648.54