



## EM 49 Digital TENS/EMS

PAIN free

german  
engineering



Transkutane elektrische  
Nervenstimulation (TENS)



Elektrische Muskelstimulation (EMS)



Anzeige der Elektrodenposition  
zur einfacheren Programmwahl  
und Platzierung der Elektroden

### Funktionen:

Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS) – zur medikamenten- und nebenwirkungsfreien Schmerzlinderung  
Elektrische Muskel-Stimulation (EMS) – für Muskeltraining und -regeneration  
Massage – für Entspannung und Wohlbefinden

2 getrennt regelbare Kanäle mit 4 selbstklebenden Elektroden (Elektroden inklusive; Größe 45 x 45 mm)

64 vorprogrammierte Anwendungen (TENS/EMS/Massage)

6 individualisierbare Programme (TENS/EMS)

"Doctor's-Function": zur idealen Abstimmung auf Ihr persönliches Therapieprogramm

Timer-Funktion (5-100 Minuten einstellbar)

Invers LCD mit blauem Backlight

Ergonomisches Design, mit Gürtelclip

Sicherheitsabschaltung

Ausgangsspannung: max. 100Vp-p (500 Ohm load)

Ausgangsstrom: max. 200 mA p-p (500 Ohm)

Ausgangsfrequenz: 1-150 Hz

Pulsbreite: 50-450 µs pro Puls

Impulsform: biphasische Rechteckimpulse

Mit ausführlicher Gebrauchsanweisung (inkl. Anwendungsmöglichkeiten)

Inkl. 3 x 1,5V Batterien AAA

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): 63 x 132 x 27 mm

Produktgewicht: ca. 83 g (mit Gürtelclip, ohne Batterien)

5 Jahre Garantie

PZN: 13817659

VE: 4 / Transportkarton: 8 x 4

EAN Nr.: 4211125 66205 9

Art.-Nr.: 662.05

