




FT 09/1 Thermometer weiß



waterproof

100% wasserdicht



auto off

Abschaltautomatik

including
protective
cover

Mit Schutzhülle



Digitales Thermometer

Großes Display

3-stellige Anzeige

Signalton bei Messende

1 Speicherplatz

Messgenauigkeit $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ (zwischen $35,5$ und 42°C)

Messgenauigkeit $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (zwischen $32 - 35,4^{\circ}\text{C}$ und $42,1 - 42,9^{\circ}\text{C}$)

100% wasserdicht

Desinfektionsfähig

Ohne Glas, quecksilberfrei

Inkl. 1 x 1,5V Batterie LR41

Batteriewechselanzeige

Produktmaße: 129 x 20 x 17 mm

Produktgewicht: ca. 10 g (inkl. Batterie)

Medizinprodukt

5 Jahre Garantie

VE: 12 / Transportkarton: 12 x 12

EAN-Nr.: 4211125 79115 5

Art.-Nr.: 791.15
