



german|engineering

BF 600  
Style

beurer  
wellbeing

## BF 600 Style Diagnosewaage



Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage  
Mit kostenloser "beurer HealthManager" App und Software



Übertragung per *Bluetooth*® low energy technology  
- Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick



- Automatische Datenübermittlung innerhalb der *Bluetooth*®-Reichweite nach Öffnen der App
- Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienanzeige, AMR/BMR und BMI
- Weiß hinterleuchtetes Display
- Ziffernhöhe: 26 mm
- Mit Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
- Tritfläche aus Sicherheitsglas
- Umstellung von kg/lb/st
- Tragkraft: 180 kg
- Einteilung:
  - 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil
  - 100 g für Gewicht und Knochenmasse
- 5 Aktivitätsgrade
- 8 Speicherplätze mit automatischer Benutzererkennung
- Überlastungsanzeige
- Quick-Start-Technologie
- Abschaltautomatik
- Inkl. 2 x 1,5V Batterien AAA
- Produktmaße (LxBxH): 30 x 30 x 2,1 cm
- Produktgewicht: ca. 1,55 kg
- 5 Jahre Garantie
- VE: 4 / Transportkarton: -
- EAN-Nr.: 4211125 74940 8
- Art.-Nr.: 749.40

\* geprüfte Online-Applikation "beurer HealthManager" Cloud

0617 Irrtum und Änderungen vorbehalten



\*




BF 600  
Style

beurer  
wellbeing

german|engineering



## VERBINDUNG



Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage - Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick. Einfache Datenübertragung zum Smartphone via Bluetooth®



Synchronisierung mit



• iOS ≥ 8.0  
• Android™ > 4.4  
• Bluetooth® 4.0



Liste der unterstützten Geräte